

I. Préparation de solutions par dissolution

1) Contexte

La bouillie bordelaise est un fongicide dont la couleur bleue est due à la présence de **sulfate de cuivre** dissous en solution aqueuse. L'utilisation de la bouillie bordelaise est utilisée en agriculture biologique à condition que la concentration en masse soit égale à **20 g/L**.

2) Echelle de teinte

Solution n°	1	2	3	4
Masse de soluté en g	0,5	1,0	...	1,0
Volume de la solution en mL	50	50	50	...
Concentration en g/L	...	...	30	50

A rédiger sur votre compte rendu:

1. Nommer le soluté et le solvant de cette solution.
2. Donner la définition de la concentration massique.
3. Calculer le contenu des cases dans le tableau ci-dessus en utilisant la formule de la concentration.
4. Manipulation : Réaliser la solution n°1.
5. Schématisation : Dessiner avec soin les étapes de la préparation (solution n°1) :
 - Pesée du solide (balance, coupelle).
 - Introduction dans la fiole jaugée avec l'entonnoir.
 - Dissolution (eau distillée aux 2/3 + agitation).
 - Ajustage au trait de jauge (œil au niveau du ménisque).
6. Échelle de teintes : Verser un échantillon de chaque solution (1 à 4) dans des tubes à essais identiques pour obtenir une échelle de teintes.
7. Recherche : Quelles solutions testées peuvent être utilisées en agriculture biologique ?
8. Analyse : En utilisant votre échelle, déterminer un encadrement de la concentration de la solution inconnue.